




ABREUVOIRS PORCELETS



TUYAUX
VOIR p. 116

CONSEILS DU PRO!

Pour l'administration de médicaments solubles ou en présence d'eau particulièrement agressive, nous recommandons l'utilisation d'abreuvoirs SUEVIA en fonte émaillée avec robinetterie Inox.



Abreuvoir Modèle 92R


à soupape Inox

Réf. 100.0929

- Pour **porcelets jusqu'à 35 kg** (et post-sevrage sur place)
- Bol **en fonte, entièrement émaillé**
- Soupape à commande légère
- **Réglage du débit d'eau par vis située sur la soupape**, pas besoin de démontage
- Forme anti-salissures
- Raccordement mâle 1/2" par le haut

RECOMMANDÉ POUR:

Porcelets, porcelets post-sevrage



Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0929	Abreuvoir Mod. 92R-VA	2 pièces/carton

Abreuvoir Inox

Modèle 72

Réf. 100.0728


Modèle 72U

Réf. 100.0727

- Pour **porcelets jusqu'à 45 kg**
- Tout en **Inox** de première qualité
- Bol **conique et profond** avec soupape positionnée latéralement pour réduire au minimum le gaspillage d'eau
- Forme anti-salissures, moins de gaspillage
- Soupape Inox, souple d'utilisation, avec **gicleur réglable**
- **3 positions** permettant d'obtenir un débit d'eau optimal
- Mod. 72: Raccordement femelle 1/2" par le haut
- Mod. 72U: Arrivée d'eau horizontale avec raccordement mâle 1/2" **pour l'installation sur circuit en boucle**. Antigel par raccordement sur un circuit en boucle avec un réchauffeur d'eau SUEVIA (voir pages 28 - 31).

RECOMMANDÉ POUR:

Porcelets post-sevrage



Réf.	Désignation	Conditionnement
100.0728	Abreuvoir Inox Mod. 72	1 pièce/sachet
100.0727	Abreuvoir Inox Mod. 72U	1 pièce/sachet



100.0728



100.0727

